



MELAG MELASEAL 101 **FOLIENSCHWEISSGERÄT**

SKU: DS122021

VOLLFUNKTIONSFÄHIG
IM GUTEN GEBRAUCHTEN ZUSTAND
ARTIKEL-STANDORT. HAMBURG

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800
86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79
03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 -
256

Fax.

0049 40 3 61 61 -
257



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#), [Dental](#)
[und Zahnheilkunde](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Optimaler Anpressdruck beim Verschweißen durch beidseitige Druckbalken mit exzenterunterstützter Hebeldruckeinrichtung
- Betätigung des Hebels mit wahlweisem Einsatz von links oder rechts
- Ohne Anheizzeit immer sofort betriebsbereit
- Einschweißschienenbreite 250 mm (ermöglicht auch Nutzung von mehreren schmalen Verpackungen in einem Arbeitsgang)
- Schweißnahtbreite 10 mm (vorgeschrieben nach DIN 58953 sind 8 mm)
- Bestätigung des Schweißvorgangs durch 2 Kontrollleuchten
- Mit Abschneidevorrichtung
- Regulierung der Schweißtemperatur mittels Drehknopf



- Maße (mit eingestecktem Betätigungshebel): 470 x 420 x 480 mm

VOLLFUNKTIONSFÄHIG
IM GUTEN GEBRAUCHTEN ZUSTAND
ARTIKEL-STANDORT. HAMBURG

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

