



[AESCULAP CHIRU-TEC INSTRUMENT](#)

SKU: CL092025-K

Aesculap Chiru-Tec Instrument ist ein hochpräzises chirurgisches Werkzeug, das für optimale Handhabung und Langlebigkeit im Operationssaal entwickelt wurde. Es gewährleistet höchste Sicherheit und Effizienz bei medizinischen Eingriffen durch seine ergonomische Form und hochwertige Verarbeitung.



Categories: [Op Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Aesculap Chiru-Tec Instrument** stellt eine hochpräzise und zuverlässige Lösung für chirurgische Eingriffe dar. Entwickelt von Aesculap, einem weltweit anerkannten Hersteller im Bereich der medizinischen Instrumente, bietet das Chiru-Tec Instrument eine optimale Kombination aus Funktionalität, Ergonomie und Langlebigkeit.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Hochwertiges Material:** Gefertigt aus chirurgischem Edelstahl, gewährleistet das Instrument eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit sowie eine lange Lebensdauer auch bei häufigem Gebrauch und Sterilisation.
- **Ergonomisches Design:** Die Formgebung ermöglicht eine komfortable Handhabung und präzise Führung, wodurch Ermüdungserscheinungen bei operativen Eingriffen minimiert werden.
- **Präzision und Funktionalität:** Das Instrument ist speziell auf die Anforderungen moderner chirurgischer Techniken abgestimmt und unterstützt Chirurgen dabei, exakte Schnitte und Manipulationen durchzuführen.
- **Vielseitigkeit:** Das Chiru-Tec Instrument ist für unterschiedliche chirurgische Fachgebiete geeignet, darunter Allgemeinchirurgie, Orthopädie, und Traumatologie.
- **Einfache Reinigung und Sterilisation:** Die glatten Oberflächen und das robuste Material ermöglichen eine



gründliche Reinigung und lassen sich problemlos in allen gängigen Sterilisationsverfahren einsetzen.

Anwendungsbereiche:

Das Aesculap Chiru-Tec Instrument ist ideal für den Einsatz in:

- Operationen im ambulanten und stationären Bereich
- Minimal-invasiven sowie offenen chirurgischen Verfahren
- Präzisen Gewebepreparationen und -dissektionen

Zusammenfassung:

Mit dem **Aesculap Chiru-Tec Instrument** erhalten medizinische Fachkräfte ein Werkzeug, das höchste Ansprüche an Qualität und Funktionalität erfüllt. Es unterstützt Chirurgen dabei, Eingriffe sicher, effizient und präzise durchzuführen, und trägt somit maßgeblich zur Patientensicherheit und zum Behandlungserfolg bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

