



**[AESCULAP HILAN GA 521 + GA464R  
SCHLAUCH + GA513R + GB531R + GB532R +  
GB530R + HILAN 2298 SET](#)**

**SKU:** M082025

**Aesculap HiLan GA 521 + GA464R Schlauch + GA513R + GB531R + GB532R + GB530R + HiLan 2298 Set** bietet ein hochwertiges, medizinisch präzises Instrumenten- und Zubehörset für chirurgische Anwendungen, das durch optimale Kompatibilität und Langlebigkeit besticht. Die Kombination aus robusten Schläuchen und vielseitigen Komponenten gewährleistet eine sichere und effiziente Handhabung im klinischen Alltag.



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

