



**[AESCULAP MICROSPEED ARTHRO GD665 + GD682 + MICROSPEED UNI GD684 + GD672 + GB390R + GD884 + ...](#)**

**SKU:** FL042024-NV

Das Aesculap microspeed Arthro Set umfasst präzise, hochwertige Handstücke und Zubehör wie GD665, GD682, GD684, GD672, GB390R und GD884, die für minimalinvasive arthroskopische Eingriffe entwickelt wurden. Diese ergonomischen Instrumente gewährleisten optimale Kontrolle und Effizienz bei anspruchsvollen orthopädischen Operationen.



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#), [Orthopädie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Aesculap microspeed Arthro Set** bestehend aus den Modellen **GD665, GD682, microspeed Uni GD684, GD672, GB390R, GD884** und weiteren Komponenten ist speziell konzipiert für den anspruchsvollen Einsatz in der arthroskopischen Chirurgie. Dieses hochwertige Instrumentarium ermöglicht präzise und effiziente Eingriffe in der minimalinvasiven Gelenkchirurgie.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Die Instrumente sind so gestaltet, dass sie eine optimale Handhabung und Kraftübertragung gewährleisten, was die Ermüdung des Operateurs reduziert.
- **Hochpräzise Schneid- und Fräsklingen:** Die microspeed Arthro Modelle sind mit scharfen und langlebigen Klingen ausgestattet, die ein sauberes und kontrolliertes Schneiden ermöglichen.
- **Vielseitigkeit:** Durch die Kombination verschiedener Modelle wie GD665, GD682, GD684 und GD672 kann das Set an unterschiedliche chirurgische Anforderungen und Gelenktypen angepasst werden.
- **Robuste Materialqualität:** Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl, bieten die Instrumente eine lange

Lebensdauer und sind autoklavierbar, was eine sichere und hygienische Anwendung garantiert.

- **Kompatibilität:** Die Instrumente sind kompatibel mit gängigen arthroskopischen Systemen und Zubehörteilen, wodurch eine flexible Integration in bestehende OP-Abläufe möglich ist.

#### Technische Details:

- **GD665 & GD682:** Spezialisierte Fräswerkzeuge für präzise Knochen- und Knorpelbearbeitung.
- **microspeed Uni GD684:** Universelles Schneidinstrument mit wechselbaren Klingen für verschiedene Indikationen.
- **GD672:** Feine Instrumentenspitze für schonende Gewebemanipulation.
- **GB390R:** Robust ausgelegtes Handstück zur optimalen Kraftübertragung und Stabilität.
- **GD884:** Zusatzkomponente für erweiterte Funktionalitäten und Anwendungsbereiche.

Das **Aesculap microspeed Arthro Set** ist die ideale Wahl für Chirurgen, die Wert auf Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit in der arthroskopischen Chirurgie legen. Durch die Kombination verschiedener Instrumente wird eine individuelle Anpassung an die jeweiligen Operationsanforderungen ermöglicht, was zu optimalen Behandlungsergebnissen beiträgt.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Weight</b>	6 kg
<b>Versand</b>	Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.
<b>Zustand</b>	Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen
<b>Lieferumfang</b>	Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.



## GALLERIE

