



[ALOKA UST-9112-5 ENDOVAGINALSONDE](#)

SKU: G052013-01

geeignet unter anderem für .Aloka ssd-900 , ssd-1000,
ssd-1400 und ssd-1700
Frequenz . 3.8-7.5 MHz
Scan angle of 120 degrees

gepflegt
Vollfunktionsfähig
Keine Kristallausfälle

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet unter anderem für .Aloka ssd-900 , ssd-1000, ssd-1400 und ssd-1700
Frequenz . 3.8-7.5 MHz
Scan angle of 120 degrees

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg



MEDICAL
TRADE CENTER
HAMBURG

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

