



## [ALOKA UST-9123 CONVEX 2.5 - 6.0 MHZ](#)

**SKU:** HJ102019 // CV082020-VK // JW072021

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

geeignet, unter anderen für .Aloka SSD-4000 & SSD-3500

Frequency 2.5- 6.0 Mhz

Anwendung. Abdomen, Geburtshilfe

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

