



## ALOKA UST-959-3.5 ULTRASOUND TRANSDUCER

**SKU:** AI042014-01

Bezeichnung . UST-959-3.5

Hersteller . Aloka

für Aloka SSD-680Ex, Aloka SSD-1400, .....  
Convex 3.5 MHz

Anwendung : Abdoman, Geburtshilfe

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bezeichnung . UST-959-3.5

Hersteller . Aloka

für Aloka SSD-680Ex, Aloka SSD-1400, .....  
Convex 3.5 MHz

Anwendung : Abdoman, Geburtshilfe

Vollfunktionsfähig



Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile.                0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone    0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro            0049 40 3 61 61 - 256  
Fax.                    0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

