



ARTROMOT HUG BEWEGUNGSSCHIENE FÜR REHABILITATION DES KNIEGELENKS

SKU: CS012019-A

750,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Extension und Flexion regulierbar dankend der
Drehpotentiometer

Die Schiene mit einem Patientenschalter Start/
Stop ausgestattet

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Orthopädie](#), [Physikalische Therapie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Extension und Flexion regulierbar dankend der Drehpotentiometer

Die Schiene mit einem Patientenschalter Start/ Stop ausgestattet

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile

0049 176 205 800 86



Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight	31 kg
---------------	-------



GALLERIE

