



## [ASMUTH AS0500901 03 2478 LICHTLEITER - LICHTLEITERKABEL](#)

**SKU:** AM052025-K

**Asmuth AS0500901 03 2478 Lichtleiterkabel** ist ein hochwertiges, flexibles Lichtleiterkabel, das eine präzise und zuverlässige Lichtübertragung in medizinischen Anwendungen gewährleistet. Es überzeugt durch optimale Lichtleitfähigkeit und hohe Beständigkeit gegenüber mechanischen Belastungen.



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

