



### [ATL C4-2 CURVED ARRAY /2-5 MHZ](#)

SKU: dc122017// I102019

666,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt

Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderem für .HDI 1000; HDI 3000; HDI 3500; HDI 4000; HDI 5000;  
Frequency 4.0-2.0 MH

Anwendung. Abdominal and OB/GYN

Supports 2D, Tissue Harmonic Imaging, M-mode, color, Color Power Angio, and PW Doppler imaging



Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

