



ATL P3-2 PHASED ARRAY CARDIAC TRANSDUCER FOR ATL SYSTEMS

SKU: 15-042013-OQ

geeignet, unter anderen für .HDI 1000; HDI 1500; HDI 3000; HDI 4000; HDI 5000; ...

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderen für .HDI 1000; HDI 1500; HDI 3000; HDI 4000; HDI 5000; ...

Frequency 2.5Mhz

Anwendung. / Cardio / Kardio
Sektor Array Probe

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg



MEDICAL
TRADE CENTER
HAMBURG

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

