



## **BLANCO (TRUMPF) BMT- LAG.80** **LADEGERÄT // AKKU FÜR OP TISCH**

**SKU: U042014**

**999,00 €**

Hersteller. Blancomed

Modell . BMT LAG.80

220 V 50 - 60 Hz,

Leistungsabnahme . 900VA

Leistungsausgang . 13A/48V

Leistungsausgang. 4A/28,3V

Unter anderen für BMT 5001

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)


[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

Categories: [OP-Tische](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Hersteller. Blancomed

Modell . BMT LAG.80

220 V 50 - 60 Hz,

Leistungsabnahme . 900VA

Leistungsausgang . 13A/48V



Leistungsausgang. 4A/28,3V

Unter anderen für BMT 5001

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

