



## [CARESCAPE TELEMETRY T4 SENDER TRANSMITTER 201448-003](#)

SKU: HH102025-K

**Der Carescape Telemetry T4 Sender Transmitter 201448-003** ist ein hochzuverlässiges medizinisches Gerät zur kontinuierlichen Überwachung von Vitalparametern bei Patienten. Er gewährleistet eine präzise und drahtlose Datenübertragung in Echtzeit, um eine optimale Patientenbetreuung zu unterstützen.



---

Categories: [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Carescape Telemetry T4 Sender Transmitter (Modellnummer 201448-003)** ist ein hochentwickeltes medizinisches Gerät, das speziell für die kontinuierliche Überwachung der Herzfrequenz und Vitalparameter von Patienten in klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses Telemetriesystem ermöglicht eine zuverlässige und präzise Übertragung der Patientendaten an zentrale Überwachungsstationen, wodurch eine frühzeitige Erkennung von Veränderungen im Gesundheitszustand gewährleistet wird.

### Wesentliche Merkmale und Vorteile:

- **Präzise Datenübertragung:** Der T4 Sender nutzt moderne Funktechnologie zur störungsfreien Übermittlung von EKG-Signalen und anderen Vitalparametern in Echtzeit.
- **Kompatibilität:** Entwickelt für die nahtlose Integration mit dem CARESCAPE Telemetrie-Überwachungssystem von GE Healthcare, gewährleistet es eine optimale Systemkompatibilität.
- **Patientenkomfort:** Das kompakte und leichte Design des Senders minimiert den Tragekomfort für den Patienten und unterstützt die Mobilität während der Überwachung.
- **Robustheit und Zuverlässigkeit:** Der Sender ist für den Dauereinsatz im klinischen Alltag konzipiert und bietet eine hohe Beständigkeit gegen mechanische Einflüsse und Umgebungsbedingungen.
- **Einfache Handhabung:** Intuitive Bedienung und schnelle Anbringung am Patienten ermöglichen einen



effizienten Workflow für medizinisches Personal.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Intensivstationen und Überwachungsstationen
- Herzüberwachung bei Patienten mit kardiologischen Erkrankungen
- Postoperative Überwachung
- Langzeitüberwachung in klinischen Studien

Der **Carescape Telemetry T4 Sender Transmitter 201448-003** ist ein unverzichtbares Instrument zur Gewährleistung einer kontinuierlichen, genauen und sicheren Überwachung von Patientenparametern. Durch die Kombination von fortschrittlicher Technologie und anwenderfreundlichem Design unterstützt dieses Gerät medizinisches Personal dabei, schnell auf Veränderungen im Patientenstatus zu reagieren und somit die Behandlungsqualität nachhaltig zu verbessern.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

