



CONMED 8377 EKG-KABEL MIT DL24-03 EKG-FÜHRUNGSDRÄHTE

SKU: BN032016

50,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Neu // Noch verpackt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Neu // Noch verpackt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

