



## [DATEX-OHMEDA CARDIOCAP 5 CARDIOCAP5 ÜBERWACHUNGSMONITOR MIT ZUBEHÖR - DEFEKT](#)

**SKU:** Q052017

**Datex-Ohmeda Cardiocap 5** ist ein vielseitiger Überwachungsmonitor zur kontinuierlichen Messung kardialer und vitaler Parameter. Dieses Gerät wird inklusive Zubehör angeboten, weist jedoch einen Defekt auf und ist daher nicht funktionsfähig. Ideal für Techniker oder als Ersatzteilsponder im medizinischen Bereich.



---

**Categories:** [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Datex-Ohmeda Cardiocap 5** ist ein hochentwickelter Überwachungsmonitor, der speziell für die kontinuierliche kardiovaskuläre Überwachung in klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses Modell **CARDIOCAP5** bietet umfassende Funktionen zur Analyse und Darstellung von vitalen Parametern, die für die Patientenüberwachung unerlässlich sind.

### Produktbeschreibung:

- **Multifunktionaler Überwachungsmonitor:** Der Cardiocap 5 ermöglicht die simultane Überwachung von Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung (SpO<sub>2</sub>) und weiteren kritischen Vitalparametern.
- **Integrierte Capnographie:** Zur Messung des CO<sub>2</sub>-Gehalts in der Ausatemluft, was eine präzise Beurteilung der Atmungsfunktion erlaubt.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Menüs und eine klare, gut ablesbare Anzeige erleichtern die Nutzung im klinischen Alltag.
- **Vielseitiges Zubehör:** Das Angebot umfasst alle notwendigen Anschlusskabel, Sensoren und Halterungen, die für einen sofortigen Einsatz erforderlich sind.



### **Hinweis zum Zustand:**

Dieses Gerät wird als **defekt** angeboten. Eine fachmännische Reparatur oder Überprüfung ist vor dem Einsatz dringend empfohlen. Es eignet sich besonders für Techniker oder Institutionen mit der Möglichkeit zur Instandsetzung.

### **Technische Details:**

- Modell: Datex-Ohmeda Cardiocap 5 (CARDIOCAP5)
- Funktionen: EKG, NIBP, SpO2, Temperatur, Capnographie
- Display: Farb-LCD mit hoher Auflösung
- Schnittstellen: Verschiedene Anschlüsse für Zubehör und Datenexport
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit Akku-Backup (Batterie eventuell nicht funktionsfähig)

Der Datex-Ohmeda Cardiocap 5 ist bekannt für seine Zuverlässigkeit und Präzision in der Patientenüberwachung. Trotz des momentanen defekten Zustands bietet dieses Gerät eine hervorragende Basis für die Wiederinstandsetzung und den professionellen klinischen Einsatz.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

