



[DATEX OHMEDA TEC 6 PLUS DESFLURANE](#)

SKU: DG062025

DG062025 Datex Ohmeda Tec 6 Plus Desflurane - 300 - mk ist ein hochwertiges Verdampfersystem, das eine präzise Dosierung von Desfluran für die Inhalationsanästhesie ermöglicht. Es zeichnet sich durch zuverlässige Leistung und einfache Integration in Anästhesiegeräte aus, um eine sichere und kontrollierte Narkose zu gewährleisten.



Categories: [Anästhesie](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

