



## **DR. MACH LED 2SC OP-LEUCHTE LAMPE** **DECKENSTATIV BEHANDLUNGSLEUCHTE**

**SKU:** GQ072025

Die **Dr. Mach LED 2SC OP-Leuchte** am Deckenstativ bietet eine hochmoderne, gleichmäßige Ausleuchtung des Operations- und Behandlungsbereichs mit energieeffizienter LED-Technologie. Sie gewährleistet optimale Sichtverhältnisse durch blendfreies, schattenarmes Licht und unterstützt so präzise medizinische Eingriffe.



---

**Categories:** [Op Beleuchtung](#)

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

