



## [DRÄGER CF 800 - CF800 - CPAP BEATMUNGSGERÄT FÜR SPONTANATMUNG](#)

**SKU:** DR062025

**Dräger CF 800** ist ein zuverlässiges CPAP-Beatmungsgerät, das speziell für die Unterstützung der Spontanatmung entwickelt wurde. Es bietet eine präzise Druckkontrolle und gewährleistet eine komfortable und effektive Atemtherapie bei Patienten mit obstruktiven Atemwegserkrankungen.



---

**Categories:** [Narkose und Beatmung](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

