



DRÄGER DRAEGER SYNTHES LUFTDRUCKSCHLAUCH

SKU: DA092024-K

599,00 € 349,83 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Anästhesie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Dräger Synthes Luftdruckschlauch ist ein spezieller Schlauch, der in der Medizintechnik verwendet wird, insbesondere in der Anästhesie und Intensivmedizin. Er dient dazu, Druckluft oder andere Gase zu transportieren und ist oft Teil von Beatmungsgeräten oder anderen medizinischen Geräten.

Die Eigenschaften eines solchen Schlauchs können Folgendes umfassen:

1. **Flexibilität:** Der Schlauch sollte flexibel genug sein, um eine einfache Handhabung zu ermöglichen.
2. **Druckbeständigkeit:** Er muss hohen Druckverhältnissen standhalten können.
3. **Materialien:** Oft werden spezielle Kunststoffe oder Gummi verwendet, die biokompatibel sind und keine schädlichen Stoffe abgeben.
4. **Kompatibilität:** Der Schlauch muss mit verschiedenen medizinischen Geräten kompatibel sein.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

