



## **DRÄGER DRÄGER 8000SC 8000 SC INCUBATOR INKUBATOR**

SKU: N/A

~~2.999,00 €~~ **1.170,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Neonatologie](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der DRÄGER 8000SC Inkubator ist ein medizinisches Gerät, das speziell für die Pflege von Neugeborenen entwickelt wurde. Er bietet eine kontrollierte Umgebung, um die Körpertemperatur von Frühgeborenen oder kranken Neugeborenen aufrechtzuerhalten und ihnen eine sichere Umgebung für die Genesung zu bieten.

### **Hauptmerkmale des DRÄGER 8000SC Inkubators:**

1. **Temperaturkontrolle:** Der Inkubator ermöglicht eine präzise Temperaturregelung, um eine konstante Wärmequelle für das Neugeborene bereitzustellen.
2. **Belüftungssystem:** Ein integriertes Belüftungssystem sorgt für eine angemessene Luftzirkulation und kann auch mit einer Sauerstoffversorgung kombiniert werden, um den Sauerstoffgehalt in der Umgebung zu regulieren.
3. **Transparente Wände:** Die transparenten Seitenwände ermöglichen es dem medizinischen Personal, das Baby zu beobachten, ohne den Inkubator öffnen zu müssen.
4. **Einfache Bedienung:** Der Inkubator ist in der Regel mit einem benutzerfreundlichen Bedienfeld ausgestattet, das eine einfache Einstellung und Überwachung der Parameter ermöglicht.
5. **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Alarmsysteme warnen das Personal bei Abweichungen von den eingestellten Parametern oder bei technischen Problemen.
6. **Zubehör:** Der Inkubator kann mit verschiedenen Zubehörteilen ausgestattet werden, wie z.B. speziellen Matratzen, Wärmematten oder Monitoren zur Überwachung der Vitalzeichen des Neugeborenen.



## **Anwendung:**

Der DRÄGER 8000SC wird häufig in Neonatologie-Abteilungen von Krankenhäusern eingesetzt, um Frühgeborene oder Babys mit gesundheitlichen Problemen zu betreuen. Die kontrollierte Umgebung hilft dabei, Hypothermie zu vermeiden und unterstützt die allgemeine Gesundheit des Neugeborenen während kritischer Phasen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

