



DRÄGER – DRAGER OXYLOG 1000
BEATMUNGSGERÄT –
NOTFALLBEATMUNGSGERÄT

SKU: DG082025



Categories: [Notfallversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Dräger Oxylog 1000** ist ein hochmodernes Notfallbeatmungsgerät, das speziell für den Einsatz in der präklinischen und klinischen Notfallmedizin entwickelt wurde. Es gewährleistet eine zuverlässige und präzise Beatmung von Patienten in akuten Situationen, bei denen eine schnelle und sichere Atemunterstützung erforderlich ist.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Robustes Design:** Das Oxylog 1000 ist besonders widerstandsfähig gegenüber Stößen, Vibrationen und extremen Umgebungsbedingungen, wodurch es ideal für den mobilen Einsatz in Rettungsfahrzeugen, Notfalleinsätzen und Katastrophenschutz ist.
- **Vielseitige Beatmungsmodi:** Das Gerät unterstützt sowohl kontrollierte als auch assistierte Beatmungsformen, einschließlich volumenkontrollierter und druckkontrollierter Beatmung, was eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Patienten ermöglicht.
- **Einfache Bedienung:** Dank eines intuitiven Bedienfelds und gut ablesbarer Anzeigen können Anwender auch unter Stress schnell und sicher Einstellungen vornehmen.
- **Integrierte Sicherheitsfunktionen:** Das Beatmungsgerät verfügt über Alarme bei Fehlfunktionen, Verbindungsproblemen oder kritischen Beatmungsparametern, um die Patientensicherheit jederzeit zu gewährleisten.
- **Mobilität und Flexibilität:** Mit einem kompakten und leichten Gehäuse ist das Oxylog 1000 leicht transportierbar und kann sowohl an verschiedenen Patientenanschlüssen als auch mit unterschiedlichen Sauerstoffquellen betrieben werden.
- **Lange Betriebsdauer:** Das Gerät arbeitet effizient mit Batterien und ermöglicht eine autarke Beatmung über einen längeren Zeitraum, was insbesondere bei länger dauernden Einsätzen von Vorteil ist.



Anwendungsgebiete:

- Präklinische Notfallmedizin (Rettungsdienst, Notarztwagen)
- Intensivmedizinische Überbrückung
- Transportbeatmung (Krankenhaus- und Intensivtransport)
- Katastrophenschutz und militärische Medizin

Das Dräger Oxylog 1000 Notfallbeatmungsgerät kombiniert modernste Technologie mit hoher Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Es ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für medizinisches Fachpersonal, das in kritischen Situationen eine effektive Atemunterstützung sicherstellen muss.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

