



**DRÄGER 2M86631-09**  
**DRUCKREDUZIERVENTIL**

**SKU: AS022017**

**49,00 €**

Ref. 2M86631-09

P1:20000LPa; P2:450KPa, Q1: 55L/in

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Narkose und Beatmung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Ref. 2M86631-09

P1:20000LPa; P2:450KPa, Q1: 55L/in

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)



|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Mobile         | 0049 176 205 800 86   |
| Tel / Homezone | 0049 40 18 20 79 03   |
| Tel / Büro     | 0049 40 3 61 61 - 256 |
| Fax.           | 0049 40 3 61 61 - 257 |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|               |      |
|---------------|------|
| <b>Weight</b> | 3 kg |
|---------------|------|



## GALLERIE

