



**DRÄGER DRÄGER BABYLOG 8000 PLUS -  
8000PLUS + FISHER PAYKEL MR700  
ENTFEUCHTER**

**SKU:** DW072025

**Dräger Babylog 8000 plus** ist ein hochentwickeltes Beatmungsgerät für Neugeborene, das präzise und zuverlässige Unterstützung in der Neonatologie bietet. In Kombination mit dem *Fisher & Paykel MR700 Entfeuchter* gewährleistet es eine optimale Atemluftbefeuchtung und -entfeuchtung, um die Atemwege der kleinen Patienten bestmöglich zu schützen.



---

**Categories:** [Narkose und Beatmung](#), [Neonatologie](#)

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

