



DRÄGER DRUCKMINDERER MP00100 - 09

SKU: Z042017

80,00 €

Ref. MP00100-08

P1: 20000KPa X 100 P2:5KPa x 100 Q1: 80L/,in

VOLLFUNKTIONSFÄHIG

IM GUTEN GEBRAUCHTEN ZUSTAND

ARTIKEL-STANDORT. HAMBURG

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ref. MP00100-08

P1: 20000KPa X 100 P2:5KPa x 100 Q1: 80L/,in

VOLLFUNKTIONSFÄHIG

IM GUTEN GEBRAUCHTEN ZUSTAND

ARTIKEL-STANDORT. HAMBURG



info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 2 kg



GALLERIE

