



**DWL SMART DOP DOPPLER // MIT 03 STIFT
PROBE 2MHZ, 4MHZ STIFTE**

SKU: N022016

1.255,00 €

dabei 02 Stift-Sonden
2Mhz und 4Mhz

klein, leicht tragbar

hochwertiger DWL-Doppler

schnelle Befundung

internes 8,4" TFT-Farb-Display mit XGA-Auflösung

Netzwerkfähigkeit

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

dabei 03 Stift-Sonden
2Mhz und 4Mhz

klein, leicht tragbar



hochwertiger DWL-Doppler
schnelle Befundung
internes 8,4" TFT-Farb-Display mit XGA-Auflösung
Netzwerkfähigkeit

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

