



## [EPPENDORF THERMOMIXER COMFORT 5355 150ML](#)

**SKU:** CY072025

Der **Eppendorf Thermomixer Comfort 5355** ist ein präzises Laborgerät zur simultanen Probenmischung und Temperaturkontrolle bis 150 ml Volumen. Er überzeugt durch eine zuverlässige Temperaturregelung und eine gleichmäßige Mischfunktion, ideal für anspruchsvolle molekularbiologische Anwendungen.



---

**Categories:** [Laborequipment](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

