



**ERBE 21191-035**  
**DRAHTSCHLINGENELEKTRODE, GERADE, Ø 6**  
**MM, LÄNGE 40 MM**

**SKU: W122014**

**52,36 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Gerade, Ø 6 mm, Länge 40 mm No: 21191-035

Für alles und jeden die passende Form und Größe  
Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen  
Das ganze Spektrum sowohl mit 4-mm- als auch mit 2,4-mm-  
Schaft

Wiederverwendbar und mit einer Spannungsfestigkeit von  
4,3 kVp universell einsetzbar

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [HF-Chirurgie & Zubehör](#)



Gerade, Ø 6 mm, Länge 40 mm No: 21191-035

Für alles und jeden die passende Form und Größe

Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen

Das ganze Spektrum sowohl mit 4-mm- als auch mit 2,4-mm-Schaft

Wiederverwendbar und mit einer Spannungsfestigkeit von 4,3 kVp universell einsetzbar

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

