




ERBE ICC 350 // ICC350 E-SERIE HF- CHIRURGIEGERÄT 300 WATT LEISTUNG

SKU: FC082025

~~2.000,00 €~~ **1.899,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

ERBE ICC 350 ist ein leistungsstarkes HF-Chirurgiegerät der E-Serie mit 300 Watt, das präzise und sichere Schnitte sowie Koagulationen ermöglicht. Es zeichnet sich durch innovative Technologie und einfache Bedienbarkeit aus, um optimale Ergebnisse in der chirurgischen Anwendung zu gewährleisten.



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **ERBE ICC 350** ist ein hochmodernes HF-Chirurgiegerät aus der renommierten ICC350 E-Serie, das speziell für den Einsatz in der elektrochirurgischen Anwendung konzipiert wurde. Mit einer maximalen Leistung von **300 Watt** bietet dieses Gerät eine präzise und zuverlässige Energieabgabe, die chirurgische Eingriffe sicherer und effizienter gestaltet.

Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des ERBE ICC 350 machen es zu einem unverzichtbaren Instrument in verschiedenen chirurgischen Fachrichtungen, darunter Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, Urologie, Orthopädie und viele mehr. Es unterstützt sowohl den Schnitt- als auch den Koagulationsmodus, was eine flexible Anpassung an die individuellen Anforderungen des Eingriffs ermöglicht.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Leistungsstark:** Mit 300 Watt Ausgangsleistung eignet sich das Gerät sowohl für feine als auch für großflächige Gewebebehandlungen.

- **Präzise Energieabgabe:** Modernste Elektronik gewährleistet eine gleichmäßige und kontrollierte HF-Leistung, was das Risiko von Gewebeschäden minimiert.
- **Vielseitige Modi:** Unterstützt unterschiedliche Betriebsarten wie Schnitt, Koagulation, Blend- und Spray-Koagulation für optimale Anpassung an verschiedene Gewebestrukturen.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Schnittstelle mit klaren Anzeigen erleichtert die Einstellung und Überwachung der Parameter während des Eingriffs.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Schutzmechanismen verhindern Überhitzung und unerwünschte Stromspitzen, um Patient und Anwender zu schützen.
- **Kompaktes Design:** Platzsparend und mobil einsetzbar, ideal für den Einsatz im OP und in ambulanten Einrichtungen.

Das ERBE ICC 350 entspricht den höchsten medizinischen Sicherheits- und Qualitätsstandards und ist konform mit internationalen Normen für elektrochirurgische Geräte. Es ist kompatibel mit einer Vielzahl von Zubehör und Elektrodensystemen, was eine flexible Integration in bestehende OP-Abläufe ermöglicht.

Zusammenfassend bietet das **ERBE ICC 350 HF-Chirurgiegerät** eine leistungsstarke, sichere und vielseitige Lösung für elektrochirurgische Anwendungen, die Chirurgen eine präzise Gewebeintervention mit optimaler Kontrolle ermöglicht.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight	15 kg
---------------	-------

GALLERIE

