




## ERBE ICC 50 ELECTROSURGICAL UNIT - HF GERÄT CHIRURGIEGERÄT

**SKU:** CZ102022-NV

Das ERBE ICC 50 ist ein hochmodernes HF-Chirurgiegerät, das präzise Elektrochirurgie mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten bietet. Es gewährleistet eine sichere und effiziente Gewebepräparation durch individuell einstellbare Leistungsparameter und innovative Technologie.



---

**Categories:** [HF-Chirurgie](#), [HF-Chirurgie & Zubehör](#), [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **ERBE ICC 50** ist eine hochmoderne Elektrochirurgie-Einheit (HF-Gerät), die speziell für den Einsatz in der Chirurgie entwickelt wurde. Dieses multifunktionale Gerät bietet eine präzise und zuverlässige Hochfrequenzstromversorgung, die sowohl für die Koagulation als auch für die Schnitttechnik optimiert ist.

### Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:** Das ERBE ICC 50 unterstützt verschiedene chirurgische Techniken wie Schnitt, Koagulation, Blend- und Spray-Koagulation sowie spezielle Modi für die endoskopische Chirurgie.
- **Präzise Stromregelung:** Dank der fein abgestimmten Leistungssteuerung kann der Chirurg die Energiezufuhr exakt an den jeweiligen Gewebetyp und Eingriff anpassen, was zu einer minimierten Gewebeschädigung und verbesserten Heilung führt.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Das übersichtliche Display und die intuitive Menüführung ermöglichen eine schnelle und sichere Einstellung der Parameter direkt im Operationssaal.
- **Sicherheit und Schutzmechanismen:** Integrierte Sicherheitsfunktionen überwachen kontinuierlich den Stromfluss und schützen vor Überhitzung sowie Stromspitzen, wodurch das Risiko von Komplikationen reduziert wird.
- **Kompatibilität:** Das Gerät ist kompatibel mit einer Vielzahl von Elektrochirurgiezubehör, einschließlich



verschiedener Elektroden und Kabel, was eine flexible Anpassung an unterschiedliche chirurgische Anforderungen erlaubt.

- **Robustes Design:** Das ERBE ICC 50 ist für den anspruchsvollen klinischen Einsatz konzipiert und überzeugt durch langlebige Materialien sowie eine einfache Reinigung und Wartung.

#### **Technische Spezifikationen (Auszug):**

- Frequenzbereich: Hochfrequenzstrom für chirurgische Anwendungen
- Leistungsbereich: Variabel je nach Modus und Anwendung
- Bedienung: Digitales Display mit Touch- oder Tasteneingabe
- Sicherheitsstandards: Erfüllt alle relevanten medizinischen Normen und Zertifizierungen

Das ERBE ICC 50 Elektrochirurgie-Gerät ist somit eine zuverlässige und leistungsfähige Lösung für moderne chirurgische Eingriffe, die höchste Präzision und Sicherheit erfordern. Es unterstützt Chirurgen dabei, effiziente und schonende Operationen durchzuführen und trägt zu optimalen Behandlungsergebnissen bei.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

