



## [ERGOLINE ERGO-METRICS ER900 PC ER 900 PC - ERGOMETER - FAHRRADERGOMETER](#)

**SKU:** FF072025-NV

Das **Ergoline Ergo-metrics ER900 PC** ist ein präzises Fahrradergometer, das für medizinische Belastungstests und Trainingsdiagnostik entwickelt wurde. Es bietet eine zuverlässige Leistungssteuerung und ist durch die PC-Anbindung vielseitig in der klinischen Anwendung einsetzbar.



---

**Categories:** [Ergometer](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Ergoline Ergo-metrics ER900 PC** ist ein hochmodernes Fahrradergometer, das speziell für den klinischen und rehabilitativen Einsatz entwickelt wurde. Es bietet präzise Leistungssteuerung und umfangreiche Messmöglichkeiten, die eine detaillierte Analyse der kardiopulmonalen Leistungsfähigkeit ermöglichen.

#### Hauptmerkmale:

- **Präzise Widerstandsregelung:** Das ER900 PC verfügt über eine elektromagnetische Bremse, die eine stufenlose und exakte Einstellung der Belastung in Watt ermöglicht. Dadurch kann die Belastung individuell an den Patienten angepasst werden.
- **Ergonomisches Design:** Der Fahrradergometer ist komfortabel gestaltet und bietet eine verstellbare Sitzposition sowie einen stabilen Rahmen, was eine sichere und angenehme Trainings- bzw. Untersuchungsumgebung gewährleistet.
- **Computergestützte Steuerung:** Das integrierte PC-System ermöglicht eine einfache Bedienung, umfangreiche Dokumentation sowie die Speicherung und Auswertung von Belastungstests. Verschiedene Protokolle können frei programmiert und angepasst werden.
- **Vielfältige Einsatzbereiche:** Ideal geeignet für Belastungs-EKG, Laktatstufentests, Rehabilitation, Sportmedizin und kardiologische Diagnostik.

- **Umfangreiche Messparameter:** Neben der Belastungsleistung können weitere Parameter wie Herzfrequenz, Trittfrequenz und Zeit erfasst und analysiert werden.

#### **Technische Details:**

- Belastungsbereich: stufenlos von 10 bis 1000 Watt
- Maximale Trittfrequenz: bis zu 130 U/min
- Leistungsgenauigkeit:  $\pm 1\%$
- PC-Schnittstelle für Datenübertragung und Auswertung
- Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Das **Ergoline Ergo-metrics ER900 PC** steht für höchste Qualität und Zuverlässigkeit im Bereich der medizinischen Belastungstests. Es unterstützt Ärzte und Therapeuten dabei, individuelle Diagnosen zu erstellen, Therapieverläufe zu überwachen und Trainingsprogramme exakt zu steuern.

Dank der robusten Bauweise und der intuitiven Bedienoberfläche eignet sich das ER900 PC sowohl für den Einsatz in Krankenhäusern, Rehabilitationszentren als auch in sportmedizinischen Einrichtungen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

