



## **ESAOTE BIOMEDICA AU3** **ULTRASCHALLGERÄT FARBDOPPLER**

**SKU: Y102013**

LA13 - 7,5 MHz

CA11 - 3,5 MHz

25355AA Probe - 2,5 / 5,0 MHz

inkl. Videorecorder AG-MD 830 E, Und Printer Toshiba

TP-8300

auf fahrbarem Wagen mit zwei Schubfächern, gebraucht

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg


[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

LA13 - 7,5 MHz

CA11 - 3,5 MHz

25355AA Probe - 2,5 / 5,0 MHz

inkl. Videorecorder AG-MD 830 E, Und Printer Toshiba TP-8300

auf fahrbarem Wagen mit zwei Schubfächern, gebraucht



Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

