



ESAOTE C5-2 R40 ULTRASOUND TRANSDUCER

SKU: AG042014

Bezeichnung . C5-2 R40

Hersteller . Esaote Biomedica

für Esaote Picus ,

Convex 2 - 5 MHz

Anwendung : Abdoman, Geburtshilfe

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . C5-2 R40

Hersteller . Esaote Biomedica

für Esaote Picus ,

Convex 2 - 5 MHz

Anwendung : Abdoman, Geburtshilfe

Vollfunktionsfähig



Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

