



## ESAOTE PA220E PHASED ARRAY ULTRASOUND TRANSDUCER

**SKU:** LJ112013-01

Bezeichnung . PA220E  
Hersteller . Esaote Biomedica  
für CARIS & MEGAS Series  
Konvex Ultraschallkopf 2.5Mhz  
Anwendung : Kardio / Kardiologie

Im sehr guten gepflegten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
Fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bezeichnung . PA220E  
Hersteller . Esaote Biomedica  
für CARIS & MEGAS Series  
Konvex Ultraschallkopf 2.5Mhz  
Anwendung : Kardio / Kardiologie

Im sehr guten gepflegten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg



[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

