



## ESAOTE PHASED ARRAY 3-8 MHZ PA122E KARDIO

**SKU:** AB092013-02

geeignet, unter anderen für .Caris plus , MyLab Serie ...

Frequency 3- 8 Mhz

2.8 Ounces

Anwendung. Kardio, Pediatric, Neonatal, Vaskular

### **Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

geeignet, unter anderen für .Caris plus , MyLab Serie ...

Frequency 3- 8 Mhz

2.8 Ounces

Anwendung. Kardio, Pediatric, Neonatal, Vaskular



**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

