



FISBA AKKOMMODATIONS SYNOPTOPHOR

SKU: BT062025

Fisba Akkommodations Synoptophor ist ein präzises ophthalmologisches Gerät zur Diagnostik und Therapie von akkommodativen Störungen und binokularen Sehproblemen. Durch gezielte Übungen unterstützt es die Verbesserung der Augenmuskelfunktion und fördert die visuelle Zusammenarbeit beider Augen.



Categories: [Ophthalmologie](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

