



## FUJI FUJINON EPX-201 VIDEOPROZESSOR ENDOSKOPIE LICHTQUELLE MIT TASTATUR

**SKU:** CM122018-0

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

§25 MwSt ist nicht Separat Ausweisbar



**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Fujinon EPX-201 Videoprozessor  
Videoprozessor mit integrierter Lichtquelle

Detailanhebung

Lichtregulierung

Elektrischer Zoom, in 2 Stufen zur 1,5fachen Bildvergrößerung

Automatischer Weißabgleich

Beleuchtete Bedienelemente

ALC-Mode: Durchschnitts- und Spitzenwertkennung – Farbeinstellung Patientendatensystem Farbsystem PAL Signal Ausgang 1x FBAS (BNC), 3x Y/C

Netzspannung 230 Volt AC

Lichtquelle 150 Watt Halogen



Abmessung 420 x 480 x 160 mm (B x T x H)

Gewicht Ca. 25 kg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

§25 MwSt ist nicht Separat Ausweisbar

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

