



## [GCX PHILIPS MONITOR ARM - 150 - E199](#)

SKU: 0102024-NV



---

Categories: [Monitor Arm](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **GCX Philips Monitor Arm - 150 - E199** ist eine hochwertige, ergonomische Lösung zur sicheren und flexiblen Befestigung von medizinischen Monitoren in klinischen Umgebungen. Entwickelt, um den Anforderungen moderner Gesundheitsversorgung gerecht zu werden, unterstützt dieser Monitorarm eine optimale Positionierung von Displays und fördert so eine verbesserte Sichtbarkeit und Bedienbarkeit für medizinisches Fachpersonal.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Robuste Konstruktion:** Gefertigt aus langlebigen Materialien, bietet der Monitorarm eine stabile und sichere Halterung für Philips Monitore, die in medizinischen Einrichtungen verwendet werden.
- **Ergonomische Flexibilität:** Der Arm ermöglicht eine vielseitige Einstellung in Höhe, Neigung und Drehung, sodass die Monitore schnell und präzise an die individuellen Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden können.
- **Platzsparendes Design:** Durch die Wand- oder Arbeitsplatzmontage schafft der GCX Philips Monitor Arm zusätzlichen Raum und sorgt für eine aufgeräumte Umgebung – essenziell in beengten klinischen Bereichen.
- **Einfache Installation:** Das System ist kompatibel mit standardisierten Befestigungsvorrichtungen und ermöglicht eine unkomplizierte, werkzeugfreie Montage und Wartung.
- **Kabelmanagement:** Integrierte Kanäle sorgen für eine ordentliche Verlegung der Kabel und reduzieren Stolperfallen sowie das Risiko von Kabelbeschädigungen.

### Anwendungsgebiete:

Der GCX Philips Monitor Arm - 150 - E199 eignet sich ideal für den Einsatz in:

- Krankenhäusern und Kliniken
- Intensivstationen (ICU)
- Operationssälen
- Untersuchungs- und Behandlungsräumen



- Pflegeeinrichtungen

#### **Technische Details:**

- Kompatibilität: Speziell ausgelegt für Philips medizinische Monitore
- Tragfähigkeit: Belastbar bis zu einem definierten Gewicht, um die sichere Montage zu gewährleisten
- Material: Hochwertiger Aluminium- und Stahlverbund für maximale Stabilität
- Oberfläche: Antibakterielle Beschichtung zur Unterstützung hygienischer Standards
- Montageoptionen: Wand- oder Tischbefestigung möglich

Mit dem **GCX Philips Monitor Arm - 150 - E199** profitieren medizinische Einrichtungen von einer zuverlässigen, flexiblen und ergonomischen Lösung zur Monitorbefestigung, die den Arbeitsalltag erleichtert und zur Patientensicherheit beiträgt.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

