



**GE 3.5C KONVEX SONDE / PROBE / CURVED  
ARRAY TRANSDUCER**

**SKU: DX042020-01**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . GE 3.5C

Bezeichnung: Micro Convex 2.0- 5.0 MHz

Applikation: Abdomen Interkostal Herz

geeignet für folgende Modelle : Logiq 3, Logiq 7, Logiq 9; Logiq 400, Logiq A5, Logiq P5, , Vivid 7expert, Vivid 7Pro

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com



|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Mobile         | 0049 176 205 800 86   |
| Tel / Homezone | 0049 40 18 20 79 03   |
| Tel / Büro     | 0049 40 3 61 61 - 256 |
| Fax.           | 0049 40 3 61 61 - 257 |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

