



## GE 3S PHASED ARRAY 1.5- 2.5 MHZ KARDIO

**SKU:** AB032021-K //

geeignet, unter anderen für .GE Logiq & vivid Serie  
Frequency 1.5- 2.5 Mhz

Anwendung. Kardio

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderen für .GE Logiq & vivid Serie  
Frequency 1.5- 2.5 Mhz

Anwendung. Kardio



**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

