



## GE 4C-RS KONVEX SONDE

SKU: AO032024-K

1.499,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

- **Applikationen:** Abdominal
- **Frequenzband:** 2.0 - 5.0 MHz
- **Kompatibilität:** GE Logiq e, GE Logiq F6, GE Logiq i, GE Logiq P7, GE Vivid e, GE Vivid iq, GE Vivid S5, GE Vivid S6, GE Voluson e, GE Voluson i, GE Voluson P8
- **Zustand:** Einsatzfähig – Sehr guter Zustand
- **Lagerort:** Hamburg



---

Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Curved Array

Applikationen: Abdominal

Frequenzband: 2.0 - 5.0 MHz

Kompatibilität: GE Logiq e, GE Logiq F6, GE Logiq i, GE Logiq P7, GE Vivid e, GE Vivid iq, GE Vivid S5, GE Vivid S6, GE Voluson e, GE Voluson i, GE Voluson P8

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



**Versand**

Versand : Weltweit

Lieferung bis zur Bordsteinkante für Paletten

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie abweichende Versandmodalitäten wie z.B. Expressversand wünschen. Unser Angebot beinhaltet keine Erledigung von Zoll- und Einfuhrmodalitäten.

Sie sind zu einer Besichtigung gerne willkommen

**Zustand**

Geprüft- Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand



## GALLERIE

