



## [GE C551 CONVEX 3.5- 7.0 MHZ ABDOMEN](#)

**SKU:** AJ102016

**699,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

geeignet, unter anderen für .GE Logiq 400 & 500 mit  
Doppler Funktion  
Frequency 7.5- 7 Mhz

Anwendung. Abdomen, Geburtshilfe

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

geeignet, unter anderen für .GE Logiq 400 & 500 mit Doppler Funktion  
Frequency 7.5- 7 Mhz



Anwendung. Abdomen, Geburtshilfe

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight**

3 kg



## GALLERIE

