



## GE CARESCAPE V100 PATIENTENMONITOR - ÜBERWACHUNGSMONITOR

SKU: AE082025



---

Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **GE Carescape V100 Patientenmonitor** ist ein hochmoderner Überwachungsmonitor, der speziell für den Einsatz in klinischen Umgebungen wie Intensivstationen, Notaufnahmen und OP-Bereichen entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet eine zuverlässige und präzise Überwachung der vitalen Parameter, um eine schnelle und fundierte klinische Entscheidungsfindung zu unterstützen.

#### Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Vielseitige Parameterüberwachung:** Der Carescape V100 erfasst kontinuierlich und simultan eine Vielzahl von lebenswichtigen Messgrößen, darunter EKG, Pulsfrequenz, Blutdruck (invasiv und nicht-invasiv), Sauerstoffsättigung (SpO2), Atemfrequenz und Temperatur.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Das übersichtliche Farbdisplay mit Touchscreen ermöglicht eine einfache Navigation und schnelle Einstellung der Parameter. Alarmer und Warnungen werden klar und deutlich angezeigt, um eine sofortige Reaktion zu gewährleisten.
- **Hohe Mobilität:** Durch sein kompaktes und leichtes Design ist der Monitor flexibel einsetzbar und unterstützt die Patientenüberwachung auch während Transporten innerhalb des Krankenhauses.
- **Integration und Vernetzung:** Der Carescape V100 ist kompatibel mit Krankenhausinformationssystemen (KIS)



und unterstützt die Anbindung an zentrale Überwachungsstationen, was eine lückenlose Dokumentation und Datenanalyse ermöglicht.

- **Zuverlässige Alarmmanagement-Systeme:** Intelligente Alarmfilter reduzieren Fehlalarme und sorgen dafür, dass medizinisches Personal nur bei relevanten und kritischen Ereignissen benachrichtigt wird.
- **Energieeffizienz und Batterielaufzeit:** Das Gerät verfügt über langlebige Akkus, die eine unterbrechungsfreie Überwachung auch bei Stromausfall garantieren.

#### **Technische Spezifikationen und Vorteile:**

- Displaygröße: ca. 10,4 Zoll (26,4 cm) Farb-TFT-Touchscreen
- Messgenauigkeit entsprechend internationalen medizinischen Standards
- Flexible Schnittstellen für externe Module und Zubehör
- Erweiterbare Softwareoptionen für spezielle klinische Anforderungen
- Robustes Gehäuse für den klinischen Alltag

Der **GE Carescape V100** Patientenmonitor überzeugt durch seine Kombination aus Präzision, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität. Er unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, Patienten sicher und effizient zu überwachen und trägt somit maßgeblich zur Verbesserung der Versorgungsqualität bei.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

