



[GE CARESTATION 650 ANÄSTHESIE - NARKOSEPLATZ - DOM 2018](#)

SKU: FI072024

GE Carestation 650 Anästhesie - Narkoseplatz - DOM 2018 ist ein hochmodernes Anästhesiesystem, das präzise Überwachung und zuverlässige Steuerung der Narkose während chirurgischer Eingriffe gewährleistet. Das Gerät kombiniert intuitive Bedienbarkeit mit fortschrittlicher Technologie, um optimale Patientensicherheit und Effizienz im OP zu gewährleisten.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Carestation 650 ist ein Anästhesiegerät, das in der Anästhesie und Intensivmedizin eingesetzt wird. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Überwachung und Unterstützung während chirurgischer Eingriffe. Zu den Hauptmerkmalen gehören:

1. **Anästhesie-Management:** Die Carestation 650 ermöglicht die Verabreichung von Anästhetika und die Überwachung der Anästhetietiefe.
2. **Überwachungsfunktionen:** Das Gerät kann Vitalparameter wie Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung und CO₂-Partialdruck überwachen.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Benutzeroberfläche ist oft intuitiv gestaltet, um den Anästhesisten die Bedienung zu erleichtern.
4. **Integration:** Es kann mit anderen medizinischen Geräten und Informationssystemen verbunden werden, um einen nahtlosen Informationsfluss zu gewährleisten.
5. **Sicherheit:** Die Carestation 650 verfügt über verschiedene Sicherheitsmechanismen, um Risiken während der Anästhesie zu minimieren.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

