



GE LOGIQ 200 PRO ULTRASOUND

SKU: I102014

1.899,00 €

GE CAE P9603DB Ultrasound Transducer 5MHz
GE CZB 6.5 MHz Part Nr. 2152424 for Logiq 200

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

GE CAE P9603DB Ultrasound Transducer 5MHz
GE CZB 6.5 MHz Part Nr. 2152424 for Logiq 200

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com



info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

