



GE LOGIQ 400 PRO FARBDOPPLER MIT LINEAR SONDE 739L

SKU: L052015

1.799,00 €

geliefert wird das Gerät mit folgender Sonde :

1 x 739L Linear Sonde

MwSt. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geliefert wird das Gerät mit folgender Sonde :

1 x 739L Linear Sonde

MwSt. wird gesondert ausgewiesen



Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

