



## **GE LOGIQ 400 PRO SERIE MIT KONVEX UND LINEAR**

**SKU: AA042017**

**1.899,00 €**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

**ANDERE SONDEN AUF ANFRAGE**

**ANDERE SONDEN SIND VERFÜGBAR, SOLLTEN SIE  
SICH EINE GEWÜNSCHTE KOMBINATION  
WÜNSCHEN,  
DANN MELDEN SIE SICH**

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Folgende Sonden werden mitgeliefert :

**GE KONVEX C 358 ABDOMEN KONVEX SONDE**

**LA39 LINEAR SONDE**

**ANDERE SONDEN AUF ANFRAGE**

**MWST. WIRD GESONDERT AUSGEWIESEN**

**VOLLFUNKTIONSFÄHIG**

**IM GUTEN GEBRAUCHTEN ZUSTAND**

**ARTIKEL-STANDORT. HAMBURG**

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight**

100 kg



## GALLERIE

