



GE LOGIQ 500 MD INKL KONVEX UND LINEAR SONDEN

SKU: 0112014

3.449,81 €

Folgende Sonden stehen Ihnen zu Verfügung

1 x C358 Convex Sonde

1 x LA39 Linearsonde

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Folgende Sonden stehen Ihnen zu Verfügung

1 x C358 Convex Sonde

1 x LA39 Linearsonde

Das Gerät hat 03 Sondenanschlüsse

Bj. November 2001

ANDERE SONDEN SIND VERFÜGBAR, SOLLTEN SIE SICH EINE GEWÜNSCHTE KOMBINATION WÜNSCHEN.



DANN MELDEN SIE SICH

Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

