



## GE LOGIQ 500 PRO SERIE INKL 03 SONDEN

**SKU:** H022014

- 1 x C364 Convex Sonde
- 1 x C551 Konvex Sonde
- 1 x LA39 Linearsonde
- 1 x 3S Kardio Sonde
- 1 x E721 Vaginal Sonde Oder Kardio Sonde S222
- 1 x L764 Linear Sonde

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Folgende Sonden stehen Ihnen zu Verfügung

- 1 x C364 Convex Sonde
- 1 x C551 Konvex Sonde
- 1 x LA39 Linearsonde



1 x 3S Kardio Sonde  
1 x E721 Vaginal Sonde Oder Kardio Sonde S222  
1 x L764 Linear Sonde

**Das Gerät hat 03 Sondenanschlüsse**

**Bj. November 2001**

**ANDERE SONDEN SIND VERFÜGBAR, SOLLTEN SIE SICH EINE GEWÜNSCHTE KOMBINATION WÜNSCHEN,  
DANN MELDEN SIE SICH**

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

