



**GE PHASED ARRAY LINEAR 4.5 - 13 MHZ 12L**  
**KARDIO / PROBE / SONDE**

**SKU:** B032013-01

m sehr guten gepflegten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . GE 12L  
Multi Frequenz Linear Sonde 4.3 - 13Mhz

geeignet für folgende Modelle : Logiq 3, Logiq 5, Logiq A5; Logiq P5, Logiq S6, Logiq 7, Vivid 3, Vivid 4, Vivid 7expert, Vivid 7Pro

Im sehr guten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

