



GE S222 PHASED ARRAY 1.8- 3.5 MHZ KARDIO

SKU: AO102016

499,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Hersteller: GE

Modell : S222

Applikation: Kardio

1.8 - 3.5 MHz

Geeignet für folgende Modelle:
Logiq 400 Pro und Logiq 500 Pro

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com


info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller: GE

Modell : S222



Applikation: Kardio

1.8 - 3.5 MHz

Geeignet für folgende Modelle:

Logiq 400 Pro und Logiq 500 Pro

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

4 kg



GALLERIE

